



STERIKING® Seal Control

Packung 250 Stück



Artikelnr.: 90637

Hersteller: Michael Ludwig

Gewicht: 0.912 kg

Höhe: 108 mm

Breite: 162 mm

Länge: 234 mm

€ 138,23

Zzgl. MwSt.

Packung 250 Bogen

Nach der neuen ISO-Norm 11607-2 muss der Siegelprozess für Sterilgutverpackungen durch den Anwender oder Verarbeiter validiert sein. Der *STERIKING® Seal Control*-Bogen bietet in der Anwendung eine schnelle und zuverlässige Validierung von Siegelgerät und Siegelqualität.