

Medentex PureMotion M80S



Artikelnr.: 906445

Hersteller: Medentex

€ 7.380,00*Zzgl. MwSt.*

Amalgamabscheider ohne Rotation

- Großer Separierbehälter, 2 Abscheider, Halterung
- Für max. 5-8 Zimmer
- Für vorhandene Trockensaugmaschine
- Wartungsarmer Sedimentationsabscheider
- 2-Kammer-Separierbehälter
- Keine jährliche Prüfung durch jährlichen Tausch des Behälter

Optionen und Mehrpreise:

	Herstellerlistenpreis
Austausch je Amalgamabscheider pro Jahr	€ 108,- zzgl. MwSt.
5-Jahresprüfung (Kit und Techniker)	€ 490,- zzgl. MwSt.
Entsorgungspauschale Altgerät	€ 180,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage	Berechnung nach Aufwand!

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.