

## GERL.LABseat3



Artikelnr.: 906588  
Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 245,00**

*Zzgl. MwSt.*

- Weiches Polyurethan-Material
- Schmale Sitzfläche ca. 35 cm
- Kunststoffgestell, Höhe 45 bis 58 cm
- Rückenlehne in Höhe und Winkel verstellbar
- Weiche Rollen für harte Böden
- Fester Sitzwinkel

### Optionen und Mehrpreise:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Armlehnsenset                 | € 104,- zzgl. MwSt. |
| Aluminium Fußkreuz            | € 48,- zzgl. MwSt.  |
| Verstellbare Sitzneigung      | € 48,- zzgl. MwSt.  |
| Anlieferung pro Arbeitssessel | € 39,- zzgl. MwSt.  |
| Ab 3 Stück, je                | € 24,- zzgl. MwSt.  |

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar!

Diese Aktionspreise beinhalten bereits den Abzug von 1% Skonto, weil eine Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung unterstellt wird.