

Castellini Puma Eli CP



Artikelnr.: 906595

Hersteller: Castellini

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Standard Display
- 3-Funktionsspritze
- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmotor Handy Power LED
- Zahnsteinentfernungsgerät
- Doppeltrayablage auf Arztelement

Assistenzelement:

- Einzelgelenkarm
- Großer und kleiner Sauger
- Glatte Schläuche
- Speischale, manuell schwenkbar
- **Bottle-Lösung mit Time Flushing (RKI Spülung)**
- Vorbereitet für Nassabsaugung mit Dürr MSBV

Patientenstuhl:

- Mit Doppelgelenk-Kopfstütze
- Absaugstopp über Bodenplatte
- Standard-Rückenlehne mit ausdehnbarer Fußlehne (anders als auf Bild)
- Zugelassene Hebekapazität 190 kg

Weitere Ausstattung:

- Venus E LED Geräte Behandlungsleuchte
- Fußanlasser Powerpedal, kabelgebunden
- **Fremdgeräteanschluss (Luft, Wasser, Strom)**
- Lack weiß
- 1 Jahre Garantie

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Arbeitsstuhl C8
Wasserblock nach DVGW mit Autosterilisation und Time Flushing statt Bottle-Lösung
Saugschlauchspülsystem
Pneumatisch unterstützte Kopfstütze und Memory Foam Softpolster
Weitere Optionen auf Anfrage
Demontage und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin)
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPB-BetriebsV
Transportkosten