



Standardabdruckspritze

Kit



Artikelnr.: 90665
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.102 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 99 mm
Länge: 142 mm

€ 278,05

Zzgl. MwSt.

Kit 1 Spritze, 50 Access-Kanülen

Spritzenkörper Mit Drehverschluss-Aufsatz Aus Edelstahl, Klassisches Spritzendesign. Für die intraorale Injektion von Abformmaterialien Access Spritzen ermöglichen eine einfache Platzierung genau dort, wo Sie das Abformmaterial benötigen. Alle Access Spritzen verfügen über 18G Access Einweg-Nadelspitzen. Mit der dünnen Nadelspitze ist es Ihnen möglich, die Präparation komplett zu umspritzen und die Materialien auch in enge Interdentalräume zu injizieren. Sie erhalten Präzision und Kontrolle mit weitaus weniger Lufteinschlüssen.

- Kompaktes, traditionelles Spritzendesign
- Präzise Anwendung und einfache Kontrolle
- Spritzenkörper und Drehverschluss-Aufsatz aus Edelstahl
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA