

GERL. Pur 10 Behandlungszeile



Artikelnr.: 907234

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 6.490,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, Sockel
 - Waschbeckenschrank mit Kniebedien-Schublade und Abfallbehälter
 - Schubladenschrank mit 6 Schubladen (versch. Ausführungen)
 - Schubladenschrank mit 5 Schubladen (versch. Ausführungen)
 - Schubladenschrank mit 5 Schubladen (versch. Ausführungen)
- Je 2 x Sockel und lackierte Seitenwände
- Platte Laminat mit Porzellanwaschbecken
- Obere Dekorblenden in diversen RAL-Farben möglich
- Fronten und Seitenverkleidung weiß
- Griffe Aluminium

Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoff-Schubladeneinsätze in allen Schubladen	€ 300,- zzgl. MwSt.
Sonderlackierung Front und Seitenblenden in diversen RAL-Farben	€ 500,- zzgl. MwSt.
Version PushPull, Konfiguration ohne Griffe	€ 180,- zzgl. MwSt.
Arbeitsplatte Corian mit tiefgezogenem Waschbecken	€ 900,- zzgl. MwSt.
Arbeitsplatte Glas 15 mm mit nahtlos geformtem Glaswaschbecken	€ 1.190,- zzgl. MwSt.
Geräteschrank mit versenkbarer Klappe, 2 Schubladen (statt Schubladenschrank)	€ 440,- zzgl. MwSt.
Auszug für die Dekorblende mit Corian Ablagefläche	€ 260,- zzgl. MwSt.
Really Cool Tastatur für Ablagefläche	€ 190,- zzgl. MwSt.
PC-Fach anstelle Schublade, wird in Tür getauscht, offene Rückwand	preisneutral

Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.