



Silikontrennmittel

Sprühflasche 400 ml



Artikelnr.: 90730
Hersteller: Rossner AG
Gewicht: 0.34 kg
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Länge: 300 mm

€ 15,54

Zzgl. MwSt.

Sprühflasche 400 ml Silikontrennmittel

Silikontrennmittel von Teroson zeichnet sich durch seinen hohen Silikonanteil aus. Es verhindert Anhaftungen an Metall oder Kunststoffoberflächen und erleichtert das Ausformen von Materabgüssen.