

GERL.AIR



Artikelnr.: 907343

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 90,00

Zzgl. MwSt.

Ausblasdüsen-Set für den Aufbereitungsraum

- Ausblasdüse regulierbar
- Aluminiumgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
- Lärmschutzdüse, kurz
- Kupplung zum Spiralschlauch
- Druckluft-Spiralschlauch
- Druckluftkupplung für klassische „Laborkupplung NW 7.2“
- GERL. Set zusammengestellt für den Aufbereitungsraum
(nicht enthalten ist eine Aufhängevorrichtung/Halterung für die Ausblasdüse)