

# GERL. Look 9 Air Behandlungszeile



Artikelnr.: 907659  
Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 4.190,00**

*Zzgl. MwSt.*

## Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, wandmontiert
  - Wandbefestigung mit lackierten Seitenwänden für eine 4er-Schrankzeile
  - Waschbeckenschrank mit Kniebedien-Schublade und Abfallbehälter, offene Rückwand
  - Schubladenschrank mit 6 Schubladen (versch. Ausführungen)
  - Schubladenschrank mit 5 Schubladen (versch. Ausführungen)
  - Schubladenschrank mit 4 Schubladen (versch. Ausführungen)
- Platte Laminat mit Porzellanwaschbecken 201 cm x 45,5 cm
- Fronten und Seitenverkleidung weiß
- Oberer Dekorsteg in verschiedenen Farben möglich
- Griffe Aluminium

## Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoff-Schubladeneinsätze in allen Schubladen	€ 300,- zzgl. MwSt.
Sonderlackierung Front und Seitenblenden in diversen RAL-Farben	€ 500,- zzgl. MwSt.
Version PushPull, Konfiguration ohne Griffe	€ 180,- zzgl. MwSt.
Dekorsteg als LED-Lichtstreifen	€ 390,- zzgl. MwSt.
4 geschlossene Sockel, inkl. Arbeitsplatte und Seitenteile 50,5 cm tief	€ 425,- zzgl. MwSt.
1 Sockel seitlich eingerückt und zurück versetzt	€ 400,- zzgl. MwSt.
Arbeitsplatte Corian mit tiefgezogenem Waschbecken	€ 700,- zzgl. MwSt.
Arbeitsplatte aus Glas 15 mm mit nahtlos eingeformtem Glaswaschbecken	€ 990,- zzgl. MwSt.

Geräteschrank mit versenkbarer Klappe, 2 Schubladen (statt Schubladenschrank)	€ 180,- zzgl. MwSt.
PC-Fach anstelle Schublade, wird in Tür getauscht, offene Rückwand	preisneutral
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
<b>oder</b> Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.