



## SOPIRA® Carpule® Kanülen

Refill Packung 100 Stück für 27G, 8 mm, langer Anschliff, violett, Typ Injektion Intraseptalisch

---



Artikelnr.: 90784  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 0.187 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 76 mm  
Länge: 203 mm

**€ 14,49**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 100 Kanülen für 27G, 8 mm, langer Anschliff, violett, Typ Injektion Intraseptalisch

Kanülen in Arzneimittel-Qualität: Doppelter Facettenschliff und spezielle Silikonbeschichtung garantieren ein weiches Gleiten durch alle Gewebezonen. Kunststoffkonus mit vorgestanztem Gewinde für leichtes und sicheres Abschrauben der Spitze. Geeignet für alle gängigen Spritzensysteme. Die neue Regenbogen-Farbcodierung, die als farbige Papierbänderolen auf den Nadeln angebracht sind, ermöglichen eine einfache Unterscheidung der Nadelgrößen. Gamma-sterilisiert. Sichere Handhabung.