



## OptiDisc®

Sortimentskit 80 Stück sortiert, Ø 15,9 mm, 5 Mandrelle, 1 OptiShine



Artikelnr.: 90788

Hersteller: Kerr GmbH

Gewicht: 0.03 kg

**€ 19,75**

Zzgl. MwSt.

**Sortimentskit** 80 Stück sortiert, (20 x dunkelbraun extragrob, 20 x hellbraun grob, 20 x orange fein, 20 x gelb extrafein) Ø 15,9 mm, 3 Standard Mandrelle, 2 kurze Mandrelle, 1 OptiShine

Die Hochleistungsscheibe mit unverkennbarer Farbkodierung! Durch das *OptiDisc* Finier und Polier System erhält Ihre Restauration den Glanz von natürlichen Zähnen. Das *OptiDisc* System ist die perfekte Kombination von abgestimmten Korngrößen, für die Hochglanzpolitur von Komposit, Glassionomer, Amalgam, NE sowie NEM Legierungen.

Patentiertes Mandrell

- Dunkelbraun - extra grob - Kontur
- Hellbraun - grob/medium - Finieren
- Orange - fein - Polieren
- Gelb - extra fein - Hochglanzpolieren