



## OptiDisc®

Nachfüllpackung 100 Stück unmontiert, hellbraun grob/mittel, Ø 15,9 mm

---



Artikelnr.: 90789  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.033 kg  
Höhe: 51 mm  
Breite: 76 mm  
Länge: 145 mm

**€ 18,60**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Nachfüllpackung** 100 Discs unmontiert, hellbraun grob/mittel, Ø 15,9 mm

Die Hochleistungsscheibe mit unverkennbarer Farbkodierung! Durch das *OptiDisc* Finier und Polier System erhält Ihre Restauration den Glanz von natürlichen Zähnen. Das *OptiDisc* System ist die perfekte Kombination von abgestimmten Korngrößen, für die Hochglanzpolitur von Komposit, Glassionomer, Amalgam, NE sowie NEM Legierungen.

Patentiertes Mandrell

- Dunkelbraun - extra grob - Kontur
- Hellbraun - grob/medium - Finieren
- Orange - fein - Polieren
- Gelb - extra fein - Hochglanzpolieren