



OptiDisc®

Nachfüllpackung 100 Stück unmontiert, dunkelbraun extra grob, Ø 15,9 mm



Artikelnr.: 90797
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.061 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 79 mm
Länge: 171 mm

€ 18,60

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 100 Discs unmontiert, dunkelbraun extra grob, Ø 15,9 mm

Die Hochleistungsscheibe mit unverkennbarer Farbkodierung! Durch das *OptiDisc* Finier und Polier System erhält Ihre Restauration den Glanz von natürlichen Zähnen. Das *OptiDisc* System ist die perfekte Kombination von abgestimmten Korngrößen, für die Hochglanzpolitur von Komposit, Glassionomer, Amalgam, NE sowie NEM Legierungen.

Patentiertes Mandrell

- Dunkelbraun - extra grob - Kontur
- Hellbraun - grob/medium - Finieren
- Orange - fein - Polieren
- Gelb - extra fein - Hochglanzpolieren