

MyRay Hyperion X9 Pro Ceph



Artikelnr.: 908281

Hersteller: MyRay

Preis auf Anfrage

- Digitales OPG mit CEPH (DVT nachrüstbar)
- Ceph-Arm links oder rechts möglich
- Wechselsensor Pan/Ceph
- Geräteabmessungen: Breite 180 cm x Tiefe 139 cm
- Kurze Bestrahlungszeiten
- Beste Patientenfixierung durch 7 Stützstellen
- Frontales Ablagefach für Utensilien (Foto zeigt alternatives FullTouch-Display)
- Halterung für Hand-Fernröntgenaufnahme
- Seitliche Face-to-Face-Positionierung
- iRYS Röntgensoftware 2D als 5 Platz mit Schnittstelle zu Verwaltungssoftware
- Viewer App für iPad
- **Prüfkörper Quart mit Haltesystem (auch für intraoral geeignet)**
- **1 Jahr Garantie + 4 weitere Jahre Ersatzteil-Garantie auf Strahler und Sensor***

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

10" - Fulltouch Bedienkonsole statt Ablagefach
Zusätzlicher Sensor PAN
Kompatibilitäts-Check
Abnahmeprotokoll OPG/CEPH

Röntgen-PC mit 21" Befundmonitor, zugelassen als BWS, inkl. Abnahme des Monitors und entsprechender Software

Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät

Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung
Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.

Transportkosten

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.

*Voraussetzung Garantieverlängerung: Wartungen nach Herstellervorgaben