



B-Lok Tray

Stück Tray 34 x 24,5 x 2,2 cm, ohne Einteilung grau



Artikelnr.: 90871
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.286 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 260 mm
Länge: 340 mm

€ 17,94

Zzgl. MwSt.

Stück Tray 34 x 24,5 x 2,2 cm, ohne Einteilung grau

Das Tray zum Durchblicken. Endlich Ordnung und Übersicht am Behandlungsplatz. Das einzigartige B-Lok System ermöglicht eine zuverlässige Infektionskontrolle und den sicheren Transport von kontaminierten Instrumenten vom Behandlungsraum zum Hygienebereich. B-Lok Trays haben eine antimikrobielle Ausstattung.
Abmessung: 34 x 24,5 x 2,2 cm