

## DSA 2000 Fahrbares Arztelement

Artikelnr.: 909026

Hersteller: DSA



**Preis auf Anfrage**

- **Nur Steckdose nötig**
- Multifunktionsspritze
- 2 x Bien Air Mikromotor MCX mit LED
- Licht-Turbinenanschluss
- Eigene (zwei) Wassercontainer
- Integrierter Kompressor
- Corian Abdeckung in Glacier White
- Lack weiß RAL 9003
- Kabelgebundener Fußanlasser

### Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Fahrbares Absaugsystem DSA Aspi 6-2500:

- Nur Steckdose nötig
- Saugmaschine, lackiertes Stahlgehäuse
- 3 Saugschläuche
- 5 Liter Auffangbehälter
- Corian Abdeckung in Glacier White

Zahnsteinentfernungsgerät

Anlieferung und Einweisung

Zwischenverkauf vorbehalten!

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.