



Patientenschutzumhang - gefüttert

Packung 2 Stück blau



Artikelnr.: 90918
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.695 kg
Höhe: 103 mm
Breite: 294 mm
Länge: 383 mm

€ 116,70

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Umhänge blau

Gefütterter Patientenumhang mit Klettband. Wasch- und autoklavierbar. Dieser professionelle Schutz für Ihre Patienten ist mittels Klettverschluss im Nacken leicht und schnell anzulegen. Er wärmt bei längeren Behandlungen. Zwei Metallclips ermöglichen die Fixierung einer zusätzlichen Papierserviette. Der Schutzumhang ist sowohl wasch-, desinfizier- als auch autoklavierbar. Er besitzt eine antimikrobielle Ausstattung, ist flüssigkeitsfest (resistent auch gegen aggressive Flüssigkeiten) und bakteriendicht (99,998 %).