

# Vita Zyrcomat 6100 MS

Artikelnr.: 910168

Hersteller: Vita Zahnfabrik



**Preis auf Anfrage**

---

## Produkteigenschaften:

- Sintermodi: Highspeed, konventionell & Benutzerdefiniert
- Abgestimmt auf Vita Materialien, sowie aller am Markt verfügbaren  $ZO^2$  &  $AL^2O^3$  Materialien
- Automatische Kalibrierung
- Vita PreDry, Niedrigtemperatur Vortrocknen während Sintervorgang
- Temperatur max.  $1.600^{\circ} C$
- Brennkammer Nutzungsvolumen: 90 x 70 mm (B x H)
- Speed-Sinter-Funktion unter 60 Minuten
- 4Molybdändisilizid-Hochleistungs-Heizelemente, einzeln austauschbar
- Zubehör
- Abmessung: 315 x 470 x 500 mm (BxHxT), 27 kg
- **vPad comfort** (Bedienelement)

## Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Anlieferung, Installation und technische Geräteeinweisung