




Quickmat DELUXE

Nachfüllpackung 30 Silikonröhrchen zylindrisch



Artikelnr.: 91053
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.002 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 48 mm
Länge: 67 mm

€ 17,43

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 30 Silikonröhrchen zylindrisch

Quickmat DELUXE ist ein neues Teilmatrixsystem, das präzise sowie anatomische korrekte Kontaktpunkte bei Klasse-II-Restaurationen ermöglicht. Die Edelstahl-Teilmatrizen sind jeweils in sehr dünnen (0,025 mm), dünnen (0,04 mm) sowie in Prämolaren und Molaren verfügbar. Zur Ergänzung beinhaltet Quickmat DELUXE eine große Auswahl an Holzkeilchen in verschiedenen Größen sowie autoklavierbare Quickringe. Die Packung ist reichlich bestückt und bietet somit ein ausserordentlich optimales Qualität/Inhalt/Preis-Verhältnis! Die Quickmat Deluxe-Zange wurde zur optimalen Positionierung der Quickringe adaptiert, autoklavierbar. Die Quickmatrix-Zange dient einer einfachen Handhabung der Teilmatrizen, autoklavierbar.