

W&H Teon+ Thermodesinfektor



Artikelnr.: 910587

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

€ 10.190,00

Zzgl. MwSt.

- DryPlus Heißlufttrocknung
- Schnittstelle zum Datenauslesen
- Front weiß, Bedienteil Edelstahl
- Integrierte Dosierpumpen für flüssigen Reiniger
- DOS-Modul für Neutralisator
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation (optional RS232-Modul)
- Maße (B x T x H): 60 x 60 x 83,5 cm (ohne Deckel 82 cm)
- Erstausrüstung Material
- 400 V-Anschluss oder auch 230 V-Anschluss (mit längeren Laufzeiten)

Optionen und Dienstleistungen:

<p>Vorteilspaket Körbe Injektionspaket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberkorb A105/1 und Unterkorb A151 • Einsatz Siebkorb E379 • Einsatz für stehende Instrumente E337 • Einsatz E523 • Düsenset Dental A836 	<p>€ 2.390,- zzgl. MwSt.</p>
<p>Filterrohr und Bürste</p>	<p>€ 390,- zzgl. MwSt.</p>
<p>Ansätze für Hand- und Winkelstücke/Turbinen, je</p>	<p>€ 140,- zzgl. MwSt.</p>

alternativ Serielles Modul (für Drucker oder USB-Modul) statt Ethernet-Modul	preisneutral
Alternativ, nur A105/1 Oberkorb (mit Filter und Bürste) und A836 Düsenet Dental	€ 1.290,- zzgl. MwSt.
GERL.SAFETY, DVGW-konformes Anschlusskit	€ 690,- zzgl. MwSt.
Segosoft oder Dios Dokumentations-Software Je nach Ausstattung (separates Angebot).	
Erst- Validierung (1 Programm inkl. Anfahrt) durch GERL.	€ 890,- zzgl. MwSt.
Wartungsvertrag, Laufzeit 72 Monate, Wartungsintervall 24 Monate oder 1.000 Zyklen Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag	ab € 37,50 zzgl. MwSt. monatlich
Entsorgungspauschale	€ 90,- zzgl. MwSt.
Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme durch GERL. Die Inbetriebnahme und Einweisung erfolgt durch GERL. (W&H-Service-Partner)	€ 590,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 240,- zzgl. MwSt.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.