

Belmont Eurus S3



GERL. Edition Platin

Artikelnr.: 910949-P

Hersteller: Belmont

Preis auf Anfrage

GERL. Edition Platin

Arztelement:

- Touchpad-Steuerung
- Lichtturbineneinrichtung
- 2x Lichtmotor Bien Air MXII LED kollektorlos
- Satelec ZEG Zahnsteinentfernungsgerät mit LED
- 6-Funktionsspritze, warm
- Trayablage

Assistenzelement:

- Assistenzarm höhenverstellbar
- Großer und kleiner Sauger
- Selektivablage
- 3-Funktionsspritze
- Schwenkbare Speischale, Porzellan
- Wasserblock nach DVGW
- Vorbereitet für Nassabsaugung
- bodenmontiert

Patientenstuhl:

- Schmale Bodenplatte
- Softpolster
- Manuelle Kopfstütze
- Ölhydraulik mit 200kg Stuhlbelastung

Weitere Ausstattung:

- OP Leuchte Eurus Light, gerätemontiert
- Fußanlasser, kabelgebunden
- Polsterfarbe nach Wunsch
- **1 Jahr Garantie, plus 1 weiteres Jahr Teilegarantie (bzw. 4 weitere Jahre beim Patientenstuhl)**

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Amalgamabscheider Metasys
Bodenmontageplatte
Armlehne links oder rechts (rechts schwenkbar), je
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.