

Miscea Kitchen



Artikelnr.: 911038
Hersteller: Miscea GmbH Berlin

€ 1.270,00

Zzgl. MwSt.

- Schwenkbare Ausführung
- Wasser-, Seife- und Desinfektionsmittel-Spender mit Sensor
- Lösung für 1 L Euroflaschen
- Sensorgesteuert, Edelstahl gebürstet, Hochdruck, Standardhöhe
- Hygiene / Legionellenspülung, Dauerlauffunktion
- Display mit LED-Anzeige
- DVGW-konform

Optionen und Mehrpreise:

Anfahrtpauschale und Einbau	€ 170,- zzgl.MwSt.
Einbau jede weitere Armatur	€ 65,- zzgl. MwSt.
Care-Set / Erstausrüstung (Preis nur im Paket mit Armatur gültig) Fernbedienung zur individuellen Einstellung (nur eine pro Praxis nötig) Reinigungslösung, Perlator und Perlatorschlüssel, Reinigungszubehör	€ 133,- zzgl. MwSt.

Diese Aktionspreise beinhalten bereits den Abzug von 1% Skonto, weil eine Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung unterstellt wird.