

Scheu IMPRIMO Asiga MAX



Artikelnr.: 911854

Hersteller: Scheu-Dental GmbH

€ 9.750,00

Zzgl. MwSt.

- DLP-Technologie mit HD-LED-Beamer
- 385 nm Wellenlänge
- Interaktive Touchscreen-Bedienung
- Herstellung¹ von **Modellen, Bohrschablonen, Schienen, Gingiva-Masken, Bracket-Transferschienen, individuelle Löffel, usw.**
- Netzwerkanbindung, W-LAN oder eigenes Netzwerk
- Auflösung X- & Y-Achse: 62 µm
- Bauvolumen (L x B x H): 119 x 67 x 75 mm
- Radiometer-Funktion, Überwachungssensor für gleichbleibende Druckqualität
- **Asiga Composer CAM-Software, lizenzfrei**
- Verarbeitbare Formate: STL, SLC & STM
- **Imprimo LC Model beige 1 KG**
- **Anlieferung, Installation und Einweisung durch Scheu-Produktspezialisten**

¹ Für die finale Materialbearbeitung wird ein leistungsstarkes Polymerisationsgerät benötigt.

Optionen und Dienstleistungen:

RS wash, vollautom. schnelle Reinigung in 6-8 Min. bei reduziertem Materialverbrauch Automatisierte Vor- und Nachreinigung im Isopropanol & Imprimo Cleaning Liquid, stapelbar	€ 2.850,00 zzgl. MwSt.
RS cure, schnelle Materialhärtung in 6-10 Min, Heizung & Vakuum*, stapelbar * Ortsunabhängig und sicher gegenüber Stickstoffflutung	€ 3.990,00 zzgl. MwSt.

Asiga MAX Tray, 1 Liter ²	€ 92,90 zzgl. MwSt.
Asiga MAX Tray, 2 Liter ²	€ 162,90 zzgl. MwSt.
Asiga MAX Tray, 5 Liter ²	€ 230,90 zzgl. MwSt.
Asiga MAX Tray, 10 Liter ²	€ 334,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Model, 1 kg, für Modelle u. Konstruktionen aller Art	€ 196,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Splint, 1 kg, für Schienen u. Bohrschablonen (MPG-Klasse I / Klasse IIa)	€ 280,00 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Splint flex	€ 447,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Cast, 1 kg, für Gussobjekte	€ 303,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Impression, 1 kg, für individuelle Abformlöffel (MPG-Klasse 1)	€ 235,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Gingiva, 1 kg, für flexible Gingivamasken	€ 314,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC IBT, 1 kg, für Transfermasken zum indirekten Bracketkleben (MPG-Klasse 1)	€ 303,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO Denture, 1 kg, Metacrylatbasiertes Harz für Prothesenbasen	€ 319,00 zzgl. MwSt.
IMPRIMO LC Temp, 1 kg, für Provisorische Kronen & Brücken sowie Mock-Ups (MPG-Klasse IIa)	€ 369,90 zzgl. MwSt.
IMPRIMO Cleaning Liquid (1l Konzentrat), alternative zur Reinigung mit Isopropanol, Ultraschalltauglich	€ 25,00 zzgl. MwSt.
IMPRIMO Model Separator 100 ml	€ 49,00 zzgl. MwSt.

² Materialmenge, die mit diesem Tray verarbeitet werden kann, bevor das Tray ausgetauscht werden sollte.