

3Shape Trios 4



Artikelnr.: 912387

Hersteller: 3Shape

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- **Wireless** Scannereinheit mit Pod-Station
- Smart Kabelverbindung als alternative zur Wireless-Verbindung inklusive
- CAI-Software Unite, zur Situationserfassung sowie Patienten- und Auftragsverwaltung
- Echtfarbscan & Zahnfarberkennung
- TRIOS Scan Export STL & PLY, zur Verarbeitung der Scans in 3rd Party CAD-Software
- **Patient Specific Motion**, Erfassung der dynamischen Okklusion (Latero-/Mediotrusion)
- **AI-Scanning**, intelligentes Weichgewebsmanagement & Artefakt Reduzierung
- **Patient Monitoring**, Überlagerung von Scans zum Vergleich über einen langen Zeitraum
- **Treatment Simulator**, direkte Simulation der KFO-Behandlung zur Kommunikation
- **Smile Design**, 3D Frontzahnaufstellung mit Unterstützung eines 2D-Patientenfotos
- **Oberflächen Karies Diagnostik inkludiert** (Fluoreszenz Modus)
- Scanhülsen mit schnell Vorwärmung und Nutzungszähler (autoklavierbar)
- Kamera 3D- und Farbkalibriereset
- Softwareupdates für TRIOS inklusive
- TRIOS Care¹ Servicevertrag für ein Jahr inklusive
- Onboarding 3Shape – Onlineinstallation und Einweisung durch die Firma 3Shape

Zum Betrieb wird ein PC oder die Move+ Scannereinheit benötigt!

¹ TRIOS Care Servicevertrag für ein Jahr inklusive und muss innerhalb drei Monate vor Ablauf aktiv gekündigt werden, wenn dieser nicht weitergeführt werden soll.

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

3Shape Trade-Up / Trade-In Programm (Rücknahme 3Shape Altgerät / IO-Scanner Fremdhersteller*)
zur Gutschrift von € 3.450,- zzgl. MwSt.

***Detaillierte Liste möglicher Scanner ist der 3Shape Preisliste zu entnehmen!**

TRIOS Care Service Package beinhaltet eine Garantieverweiterung auf maximal 5-Jahre mit Express Austausch-Service bei Gerätedefekt und unbeabsichtigter Beschädigung, Software Upgrades, technischer Support, vergünstigte Software Erweiterungen und Trade-up Möglichkeiten.

Laptop HP Zbook² mit drei Jahren 3Shape Support

Laptop Dell Precision Workstation² (7680) mit Touchscreen und drei Jahren 3Shape Support

GERL. Laptop Cart mit Pure Keys Hygiene Maus & Tastatur

GERL.Cart Base, 3 Metallablagen, 2 Steckdosen, 78 cm hoch, Farbe weiß, RAL 9003

MOVE+Scannereinheit mit leistungsfähigem PC und verstellbarem Arm & Monitor, 15,6“ HD LCD-Touchscreen Monitor mit integrierten USB Port (Easy Scan Export)

Trios Design Studio³, Vollständiger Same-Day-Dentistry-Workflow für einfache Restaurationen zur Herstellung über integrierte Fräsmaschinen. Export der Restorationsdesigndatei im STL-Format

Trios Implant Studio³, Umfangreiche Software für die Implantatplanung und Entwurf von Bohrschablonen. Enthält Export der Bohrschablone (STL-Format) für verifizierte 3D-Drucker.

Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung durch GERL, pauschal

Softwareeinweisung für 2 Stunden durch GERL inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten)

² Gerätekonfiguration in 3Shape PC-Katalog aufgeführt.

³ Wahlweise, nur eine Software zum Aktionspreis bestellbar! TRIOS **Promo Code 21063** ist bei Bestellung anzugeben! Installation sollte auf separatem PC erfolgen!