

MyRay Hyperion X5 2D Ceph Air



Artikelnr.: 913432

Hersteller: MyRay

€ 32.290,00

Zzgl. MwSt.

- Digitales OPG mit Ceph, nur Wechselsensor möglich
- Fernröntgenarm links
- Extrem geringer Platzbedarf (179 x 103 cm)
- Kurze Wandsäule (wandmontiert)
- Bodenferne Wandmontage, ideal für Rollstuhlfahrer
- 3 Lichtvisiere, Autofocus (automatische Anpassung der Dosis an den Patienten)
- MRT (Morphology Recognition Technologie)
- 15 Programme
- Quickpan zur Strahlenreduzierung
- Multipan (mehrere Ansichten aus einer Aufnahme möglich)
- iRYS Röntgensoftware 2D als Netzwerklizenz
- Viewer App für iPad
- Integriertes Zubehörfach
- Fernauslösung
- **Prüfkörper Quart mit Haltesystem (auch für intraoral geeignet)**
- Farbliche Applikation in neutral-grau (statt lila)

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Halterung für Hand-Fernröntgen-Aufnahme

Alternativ mit Bodensäule (wie bei anderen Herstellern)

Motorisierter Kollimator zur vertikalen Reduzierung des Expositionsfeldes (PAN bei Kinder, Gebissaufnahmen & Bitewing)

2 MyRay Zen-X Sensoren (Gr. 1 und 2) mit Positionierungskit
Alternativ: Intraoraler Scanner, MyRay HyScan
Röntgen IT Paket – Röntgen PC mit 21“ Befundungsmonitor, zugelassen als BWS inkl. Abnahmeprüfung Monitor
Kompatibilitäts-Check
Abnahmeprotokoll OPG/ceph
Abnahmeprotokoll intraoral
Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät
Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.
Transportkosten

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.