

MyRay Hyperion X5 Air CR



Artikelnr.: 913481

Hersteller: MyRay

Preis auf Anfrage

- Digitales OPG
- Ceph ready (umsteckbarer Sensor), dadurch verbesserte Qualität der Aufnahmen
- Variable Kollimation
- Extrem geringer Platzbedarf
- Kurze Wandsäule
- Bodenferne Wandmontage, ideal für Rollstuhlfahrer
- 3 Lichtvisiere, Autofocus (automatische Anpassung der Dosis an den Patienten)
- MRT (Morphology Recognition Technologie)
- 15 Programme
- Quickpan zur Strahlenreduzierung
- Multipan (mehrere Ansichten aus einer Aufnahme möglich)
- iRYS Röntgensoftware 2D als Netzwerklizenz
- Schnittstelle zu anderer Verwaltungssoftware
- Viewer App für iPad
- integriertes Zubehörfach
- Farbliche Applikation in neutral-grau (statt lila)
- **Prüfkörper Quart mit Haltesystem (auch für intraoral geeignet)**
- **1 Jahr Garantie + 4 weitere Jahre Ersatzteil-Garantie auf Strahler und Sensor***

*Voraussetzung Garantieverlängerung: Wartungen nach Herstellervorgaben

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Kabelsatz zur Fernauslösung (10m, 15m oder 20m)

PAN/Ceph-Sensor statt reiner PAN-Sensor, Mehrpreis
--

Optional mit langer Bodensäule und Wandhalterung (ohne Standfuß)
2 Myray Zen-X Sensoren (Gr.1 und 2) mit Positionierungskit
Alternativ: Intraoraler Scanner, MyRay Hy Scan
Röntgen IT Paket – Röntgen PC mit 21“ Befundungsmonitor, zugelassen als BWS. inkl. Abnahmeprüfung Monitor
Kompatibilitäts-Check
Abnahmeprotokoll OPG
Abnahmeprotokoll intraoral
Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät
Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.
Transportkosten