

## Ozonos Luftreiniger I Farbe: weiß

Artikelnr.: 913974  
Hersteller: Ozonos GmbH



**€ 700,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Für den dauerhaften Einsatz

- Aircleaner
- Beseitigt Viren, Bakterien, Aerosole, Schimmelpilzsporen, Allergene und Gerüche
- Desinfektion durch kontrollierten Ozonausstoß
- Es werden keine Stickoxide erzeugt
- TÜV Zertifizierung und CE-Zulassung
- Modernes Design
- Über mitgelieferte Fernbedienung bedienbar
- Farbe: weiß
- Schallpegel: 37 dB
- Haltbarkeit der UV-C Leuchte: 8.000 Betriebsstunden
- Reichweite: Luftdurchsatz ca. 55m<sup>3</sup>/h, entspricht einem ca. 25m<sup>3</sup> großen Raum
- Abmessungen L 400mm, Durchmesser 130mm, Gewicht 2,7kg
- Besonders gut für kleinere Räume geeignet wie z.B. Behandlungs- und Wartezimmer oder Praxislabore

OZONOS im Detail: Der integrierte Ventilator saugt belastete Luft in das Innere des OZONOS. Die speziell entwickelte UV-C Leuchte erzeugt aus dem Luftsauerstoff Ozon. Das reaktionsfreudige Ozon verbindet sich umgehend mit Viren, Bakterien, Aerosole oder Geruchsmolekülen. Viren, Keime, Gerüche usw. werden dadurch beseitigt. Anschließend wird die gesamte Luft wieder in den Raum zurückgeführt.

Zwischenverkauf vorbehalten!