

Ozonos Luftreiniger I Plus Farbe: weiß

Artikelnr.: 913978
Hersteller: Ozonos GmbH



€ 1.008,00

Zzgl. MwSt.

Für eine schnelle und intensivere Reinigung konzipiert

- Aircleaner
- Beseitigt Viren, Bakterien, Aerosole, Schimmelpilzsporen, Allergene und Gerüche
- Desinfektion durch kontrollierten Ozonausstoß
- Es werden keine Stickoxide erzeugt
- TÜV Zertifizierung und CE-Zulassung
- Modernes Design
- Über mitgelieferte Fernbedienung bedienbar
- Farbe: weiß
- Schallpegel: 37 dB
- Haltbarkeit der UV-C Leuchte: 8.000 Betriebsstunden
- Reichweite: Luftdurchsatz ca. 55m³/h, entspricht einem ca. 25m³ großen Raum
- Abmessungen L 400mm, Durchmesser 130mm, Gewicht 2,7kg
- Besonders geeignet für hohe Viren-, Bakterien- oder Keimbelastung

OZONOS im Detail: Der integrierte Ventilator saugt belastete Luft in das Innere des OZONOS. Die speziell entwickelte UV-C Leuchte erzeugt aus dem Luftsauerstoff Ozon. Das reaktionsfreudige Ozon verbindet sich umgehend mit Viren, Bakterien, Aerosole oder Geruchsmolekülen. Viren, Keime, Gerüche usw. werden dadurch beseitigt. Anschließend wird die gesamte Luft wieder in den Raum zurückgeführt.

Zwischenverkauf vorbehalten!