

# Ozonos Luftreiniger I Pro Farbe: silber

Artikelnr.: 913980  
Hersteller: Ozonos GmbH



**€ 1.049,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Konzipiert für den Profianwender - noch schnellere und intensivere Reinigung

- Aircleaner
- Beseitigt Viren, Bakterien, Aerosole, Schimmelpilzsporen, Allergene und Gerüche
- Desinfektion durch kontrollierten Ozonausstoß
- Es werden keine Stickoxide erzeugt
- TÜV Zertifizierung und CE-Zulassung
- Modernes Design
- Über mitgelieferte Fernbedienung bedienbar
- Farbe: silber
- Schallpegel: 37 dB
- Haltbarkeit der UV-C Leuchte: 8.000 Betriebsstunden
- Reichweite: Luftdurchsatz ca. 55m<sup>3</sup>/h, entspricht einem ca. 25m<sup>3</sup> großen Raum
- Abmessungen L 400mm, Durchmesser 130mm, Gewicht 2,7kg
- Geeignet für Bereiche, in denen es darum geht, innerhalb kürzester Zeit ein überzeugendes Ergebnis zu erreichen

OZONOS im Detail: Der integrierte Ventilator saugt belastete Luft in das Innere des OZONOS. Die speziell entwickelte UV-C Leuchte erzeugt aus dem Luftsauerstoff Ozon. Das reaktionsfreudige Ozon verbindet sich umgehend mit Viren, Bakterien, Aerosole oder Geruchsmolekülen. Viren, Keime, Gerüche usw. werden dadurch beseitigt. Anschließend wird die gesamte Luft wieder in den Raum zurückgeführt.

Zwischenverkauf vorbehalten!