

Silodent Stribog



Artikelnr.: 914435

Hersteller: Silodent

€ 400,00

Zzgl. MwSt.

-
- Listenpreis € 1.790,-
 - Entfernung von 99,97% aller Viren in der Atemluft des Patienten
 - Höchste Effizienz durch vier Filter und UV Lampe
 - Eliminierung von Aerosolen bis 0,3µm durch HEPA-Filter
 - Sterilisation und Desinfektion durch medizinisches UV-Licht
 - Hohe Saugleistung (5.700 l/min)
 - Hohe Flexibilität durch 4segmentigen 360°-Schwenkarm
 - Großer und durchsichtiger Ansaugstutzen
 - Transportierbarkeit durch vier Rollen
 - Leicht und einfach handzuhaben
 - Geringe Geräuscentwicklung 36 bis max. 47dB (wie Zimmerventilator)
 - Elegantes und ansprechendes Design