

Formlabs Form 3BL



Artikelnr.: 914651

Hersteller: Formlabs Inc.

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- **MDR-konforme Prozesskette** zum Druck von Biokompatiblen Materialien der Klassen 1 & 2a
- Hochauflösender 3D-Druck im Low-Force-Stereolithography-Verfahren (LFS)
- Extra Großes Druckvolumen: 335 x 200 x 300 mm
- Zwei 250-mW-Laser
- Importieren von STL- oder OBJ-Dateien auf Grundlage intraoraler Scandaten für präzise Dentalmodelle
- In kürzester Zeit Modelle, Schienen, Bohrschablonen, indirekte-Bonding-Trays (IBT), individuelle Abdrucklöffel, Zahnspangen, Epithesen, digitale Prothesen, ausbrennbare Kronen & Brücken, Geschiebe und Modellguss und vieles mehr herstellen
- Schichtstärke 25 - 300µm, Auflösung XY-Achse 85µm
- Konnektivität WLAN, Ethernet und USB
- **Bauplatzform 3L & Harzbehälter**
- **Formlabs Dashboard:** Druckerzugriff, Materialverwaltung und Fernüberwachung über Tablet oder Smartphone
- **Finish Kit**, Bearbeitungstablett und Zubehör zur Werkstücknachbearbeitung
- **Quick Start** Anleitung, Softwareeinweisung via Fernwartung und Versandanlieferung

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

PreForm Software

Formlabs Dental Service Plan (DSP) für ein Jahr

Online- oder Onboard Training bei Formlabs in Berlin / Proaktiver Hardware Check zur Prozess- und Druckerdiagnose alle 6 Monate / Telefonischer und E-Mail Premium-Support von Formlabs Dental Spezialisten
Vereinfachter Geräteaustausch innerhalb von 48h zur Verkürzung von Ausfallzeiten

Form3BL Complete Package, inkl. Form Wash L & Form Cure L**Form3BL Complete Package 2Jahre**, inkl. FormWash, FormCure, **DSP und Ersatzteil-Garantieverlängerung¹ auf 2 Jahre****Form3BL Complete Package 3Jahre**, inkl. FormWash, FormCure, **DSP und Ersatzteil-Garantieverlängerung¹ auf 3 Jahre**

¹ Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben

Materialien und Zubehör:

Formlabs FormWash L , Reinigungsgerät mit Hydrometer, Siphon-Pumpe und Ablage	€ 3.999,00 zzgl. MwSt.
Formlabs FormCure L , speziell abgestimmtes Lichthärtegerät mit Drehteller und Heizung	€ 3.499,00 zzgl. MwSt.
Formlabs Form 3L Harzbehälter	€ 275,00 zzgl. MwSt.
Formlabs Form 3L Bauplattform , Schnelles umrüsten bei Nutzung versch. Harzpatronen	€ 349,00 zzgl. MwSt.
Formlabs Harzpatrone grau V4 , 1 Liter, für allgemeine Prototypen- und Designanwendungen	€ 135,00 zzgl. MwSt.
Formlabs Harzpatrone Dental Model V2 beige , 1 Liter, für Anfertigung zahntechnischer Kronen- und Brückenmodelle	€ 135,00 zzgl. MwSt.
Formlabs Harzpatrone Dental SG F2 orange , 1 Liter, für chirurg. Bohrschablonen	€ 299,00 zzgl. MwSt.
Formlabs Harzpatrone Dental LT Clear , 1 Liter, für harte Schienen, Aufbissschienen etc.	€ 399,00 zzgl. MwSt.
Isopropanol 99,9% 5 Liter , Zur Reinigung der gedruckten Objekte	€ 6,90 zzgl. MwSt.