



DIATECH CAD/CAM Preparation

Kit 7 Stück



Artikelnr.: 91646

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 60 mm

Länge: 100 mm

€ 39,19

Zzgl. MwSt.

Kit 7 FG Multilayer Diamanten

Die atraumatische Platzierung von Kronenrändern ist einer der wichtigsten Parameter für die Dentalgesundheit eines restaurierten Zahnes. Subgingivale Restaurationsränder können zu einer Entzündung des marginalen Parodontiums führen. Daher sollten intrasulkuläre Restaurationsränder nicht tiefer als 0.5 mm im Sulkus liegen, sodass Bindegewebe und Epithelansatz nicht verletzt werden.

Diamanten mit Führungsstift unterstützen eine atraumatische Präparation, da sie einen vordefinierten Abstand des Arbeitsteils zum Parodontium halten. Außerdem kann der Führungsstift dem sogenannten „Dachrinnen-Effekt“ vorbeugen. Er gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Schnitttiefe und eine kontrollierte Präparation des Kronenrands.

Dieses Kit enthält 7 Multilayer Diamant-Instrumente. Das mit schwarzem Farbring markierte Ei wird für das Bearbeiten der palatinalen und lingualen Bereiche empfohlen. Die Schleifer mit Führungsstift und mittlerer Körnung werden für den Materialabtrag benutzt, die Schleifer mit feiner Körnung für das Einebnen und Glätten der rauen Präparationsoberfläche.