

Heka G+



Artikelnr.: 916517

Hersteller: Heka Dental

Preis auf Anfrage

Die Heka G+ ist eine Behandlungseinheit, die sich Dank zeitlosen Designs in jede Praxis integrieren lässt. Die Einstellungen des aktiven Instruments werden auf die Patientenserviette projiziert, sodass die Einstellungen im peripheren Gesichtsfeld überflogen werden können. Dadurch werden Augen und Nacken deutlich entlastet.

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmotor Bien Air MCX mit LED
- Satelec LED-Zahnsteinentfernungsgerät
- 3-Wegespritze Luzzani
- Glasoberfläche mit LED Licht
- LED Lichtsignale
- Instrumentenspülsystem

Assistenzelement:

- Selektivablage
- Großer und kleiner Sauger
- Drehbares Glas-Speißenbecken
- Vorbereitet für Nassabsaugung mit Dürr Mundspülbeckenventil
- DVGW konform mit Bottle-Lösung
- Zusätzliche Glasfüller- und Stuhlsteuerung auf der Konsole

Patientenstuhl:

- Auch für schwerste Patienten geeignet
- Komfort-Softpolster
- Notstop

Weitere Ausstattung:

- Fußanlasser Standard mit Bügel, kabellos
- Geräteleuchte EVA LED mit Aufbaustange
- Lack weiß RAL 9010
- Polster nach Wahl
- **1 Jahre Garantie + 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie***

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Zweiter Lichtmotor MCX
Optional Bodenplatte (bei Fußbodenheizung)
Außen montierte Bottle mit 2 Liter, statt integrierte 1 Liter Bottle
Wasserblock nach DVGW, statt Bottle
3-Wegespritze an Assistenzelement
Assistenz-Teleskoparm am Stuhl befestigt (für Link- und Rechtshänder geeignet)
Metasys Amalgamabscheider statt Nassabsaugung
Arbeitsstuhl Vela oder Dynamo, wahlweise je
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten

*Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben