

Ivoclar Programat CS6



Alt gegen Neu -500,- € zzgl. MwSt. bei Rückgabe eines Altgeräts

Artikelnr.: 917074

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 39.5 kg

Höhe: 800 mm

Breite: 600 mm

Länge: 700 mm

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Hochtemperatur Kombi-Ofen
- Sintern, kristallisieren und glasieren in einem Gerät
- Keine CAD/CAM Systembindung
- Vortrocknungsprozess von nass geschliffenen Objekten
- LED-Statusanzeige
- Standardprogramme vorinstalliert
- Zusätzlich programmierbare Speicherplätze
- Superspeed Programm für e.max CAD
- Maximale Sintertemperatur von 1.560°C
- Farbiger Touchscreen Bildschirm
- Speziell entwickelte Vakuumtechnologie
- Sintern und kristallisieren von Restauration, welche in einen bis zu B55 mm großen Block passen
- Pinzette
- WLAN Kit
- AD-Farbschlüssel
- DSA-Halter Kit
- IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray
- Kalibrierungs-Starter-Set
- Verschiedenes Zubehör
- **Vakuumpumpe VP5**
- **5 x Pckg. a. 5Stck. IPS e.max CAD CEREC/inLab, C14 oder I12 (Farbe & Transluzenz frei wählbar)**

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Anlieferung, Installation und technische Geräteeinweisung

Leise Hochleistungs-Vakuumpumpe VP5, Mehrpreis zur Vakuumpumpe VP3easy
--