

Barco Nio MDNC-2123DEWH (RK 5 & 6)



Artikelnr.: 917150
Hersteller: Frenz IT 4YOU

€ 1.490,00

Zzgl. MwSt.

Diagonale	23,6" - 59,8cm
Farbe	weiß
Auflösung	1920 x 1080
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	max. 480 cd/m ² - Kalibriert 320 cd/m ²
VESA	100 x 100 mm
Eingänge	DVI-D x 1, Display Port x 1
Abmessung	(571 - 624) x 338 x 202 mm inkl. Fuß (B x H x T)

- Inklusive Abnahme BWS – Abnahme Bildwiedergabesystem durch den Aufsteller/Lieferant nach DIN 6868-157
- Inklusive Software zur Durchführung der Konstanz- und Abnahmeprüfung des Bildwiedergabesystems
- **Zzgl. Anfahrt - diese wird nicht berechnet, wenn ein digitales Röntgen-System mit bestellt wird.**