

W&H Lisa Remote Plus ioDent 17



Artikelnr.: 917466
Hersteller: W&H Deutschland GmbH

€ 7.850,00

Zzgl. MwSt.

- 5 Tablettts
- High-End-Touch Display
- Digitale Dokumentation per integriertem USB-Stick
- Anbindung auch über Netzwerk oder WiFi möglich
- Lisa Helix Test
- 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Teilegarantie
- Schneller B-Zyklus und EcoDry+ Trocknung
- Beladungsmenge bis 4,5 kg, bzw. 9 kg mit Containern möglich
- Bedienung über App möglich (iOS und Android)
- Integrierter Staubfilter
- Chargenfreigabe im Gerät integriert
- Wi-Fi Kit
- **Multidem C27 Wasseraufbereitungsanlage**
- Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Sterilisatoren dank Ferndiagnose
- Dokumentationspaket: Alle wichtigen Dokumente für die Praxisbegehung nach nur einem Klick

Zur Info: Wartung erst nach 4.000 Zyklen (oder spätestens nach 5 Jahren)

Optionen und Dienstleistungen:

Mehrpriis Ausführung mit tiefen Tablettts (Lisa 22)	€ 480,- zzgl. MwSt.
GERL.SAFETY, DVGW-konformes Anschlusskit	€ 690,- zzgl. MwSt.
LisaSafe Etikettendrucker, inklusive Anschlusskit (Drucker kann somit direkt an Lisa (ohne PC) angeschlossen werden)	€ 650,- zzgl. MwSt.
Erst-Validierung (1 Programm), wenn gewünscht	€ 790,- zzgl. MwSt.

Wartungsvertrag, Laufzeit 72 Monate, Wartungsintervall 60 Monate oder 4.000 Zyklen Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag	ab € 17,50 zzgl. MwSt. monatlich
Entsorgungspauschale	€ 90,- zzgl. MwSt.
Aufstellung, Inbetriebnahme und Einweisung Es handelt sich um ein einweisungspflichtiges Gerät nach der MPBetreibV	€ 590,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 240,- zzgl. MwSt.