

## G.Comm Polaris LED OP-Lampe



Artikelnr.: 917821

Hersteller: G.Comm

**€ 2.150,00***Zzgl. MwSt.*

- Schalter- oder Sensorausführung
- Schattenfreies Arbeiten
- Kein störendes Ventilatorgeräusch
- Farbtemperatur: 4.200 - 6.000 Kelvin
- Beleuchtung: 8.000 - 50.000 Lux
- Inkl. Deckendaption und Trafo
- Deckentragarm mit Länge 120 cm oder 150 cm
- RAL-Farbe wählbar (9010, 9006, 9005, 9016, 9002 oder 7048)
- 12 Monate Gewährleistung

### Optionen und Dienstleistungen:

<b>Minderpreis</b> beim Kauf mit einer Behandlungseinheit:	- € 500,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage an feste Decke	€ 450,- zzgl. MwSt.
Bei einer <u>abgehangenen</u> Decke können Zwischenadapter notwendig sein und es besteht erhöhter Montageaufwand	Nach Bedarf

Bei Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

Raumhöhe \_\_\_ cm

Abgehangene Decke \_\_\_ja / \_\_\_nein (wenn ja, müssen Details besprochen werden)

Gewünschte RAL-Farbe RAL \_\_\_\_\_