

# GERL.ioSCAN pro



Artikelnr.: 918161

Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 12.990,00***Zzgl. MwSt.*

- Mobiler, puderfreier intraoraler Farbscanner
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar
- Scanspitzen 4x Standard & 1x klein
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning - Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- Inkl. SW-Lizenz, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- Inkl. CAI-, Ortho Simulator-, Modelbuilder Software und Temp Design Software - Updates kostenlos!
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad) und als Dental Wings Datei
- Direkte Anbindung an die Exocad-Chairside-Software möglich
- Datenversand über Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- Inkl. Koffer für den Scanner und Zubehör
- 50% Rabatt auf die erste Aligner Behandlung bei unserem Kooperationspartner OX.Aligner Weitere Info erhalten Sie durch unseren Außendienst oder unter [www.oxaligner.com](http://www.oxaligner.com)

[Entdecken Sie die neuen Features \(mit Video\)](#)

## Optionen und Dienstleistungen:

Wireless – Scanner kabellos inkl. Dockingstation, Ladegerät und 3 Akkus	€ 1.000,- zzgl. MwSt.
Ultra-Performance-Notebook, speziell konfiguriert	€ 2.990,- zzgl. MwSt.
GERL.ioSCAN pro Notebook-Scan-Cart (nur kompatibel mit kabelgebundener variante)	€ 650,- zzgl. MwSt.
Scanspitze GERL.ioSCAN pro - Standard	€ 45,- zzgl. MwSt.
Scanspitze GERL.ioSCAN pro - klein	€ 45,- zzgl. MwSt.
Exocad Chairside CAD Milling Bundle (jährliche Gebühr € 1.300,- zzgl. MwSt.)	€ 4.500,- zzgl. MwSt.

GERL.Mill e4 Schleifeinheit inkl. CAM Software	€ 16.490,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Montage und Installation, pauschal	€ 250,- zzgl. MwSt.
Einweisung in Hard- und Software, pauschal	€ 650,- zzgl. MwSt.