

Formlabs Form 3B+ Desktop 3D-Drucker



Formlabs Taking Care Kampagne

Artikelnr.: 920649

Hersteller: Formlabs Inc.

€ 4.999,00

Zzgl. MwSt.

Formlabs Taking Care Kampagne

- Dezidierter Drucker für dentale Anwendungen (Gehäusefarbe weiß)
- **MDR-konforme Prozesskette** zum Druck von biokompatiblen Materialien der Klassen 1 & 2a
- Hochauflösender 3D-Druck im Low-Force-Stereolithography-Verfahren (LFS)
- Importieren von STL- oder OBJ-Dateien auf Grundlage intraoraler Scandaten für präzise Dentalmodelle
- In kürzester Zeit Modelle, Schienen, Bohrschablonen, indirekte-Bonding-Trays (IBT), individuelle Abdrucklöffel, Zahnspangen, Epithesen, digitale Prothesen, ausbrennbare Kronen & Brücken, Geschiebe/Modellguss u. v. m.
- Schichtstärke 25 - 300µm, Auflösung XY-Achse 85µm
- Druckvolumen: 145 x 145 x 185 mm
- Konnektivität WLAN, Ethernet und USB
- **Harzbehälter**
- **Formlabs Dashboard:** Druckerzugriff, Materialverwaltung und Fernüberwachung über Tablet oder Smartphone
- **Finish Kit**, Bearbeitungstablett und Zubehör zur Werkstücknachbearbeitung
- **Quick Start** Anleitung, Softwareeinweisung via Fernwartung und Versandanlieferung

Optionen und Dienstleistungen:

PreForm Software	inkludiert
------------------	------------

Formlabs Dental Service Plan (DSP) 1 Jahr Online- oder Onboard Training bei Formlabs in Berlin / Proaktiver Hardware Check zur Prozess- und Druckerdiagnose alle 6 Monate / Telefonischer und E-Mail Premium-Support von Formlabs Dental Spezialisten Vereinfachter Gerätetausch innerhalb von 48h zur Verkürzung von Ausfallzeiten	Inkludiert ¹
Form3B+ Gold Package, inkl. Form Wash & Form Cure, Build Plattform2 & Finishing Tools Mehrpreis:	€ 940,- zzgl. MwSt.
Form3B+ Gold Package inkl. 2Jahre DSP Ersatzteil-Garantieverlängerung ² auf 2 Jahre Mehrpreis:	€ 1.741,- zzgl. MwSt.
Form3B+ Gold Package inkl. 3Jahre DSP Ersatzteil-Garantieverlängerung ² auf 3 Jahre Mehrpreis:	€ 2.441,- zzgl. MwSt.
Form Auto – automatisches Ecosystem für mehrere Drucke hintereinander	€ 3.399,- zzgl. MwSt.
GERL. Service-Paket Anlieferung, Installation, Geräte- und Software-Einweisung vor Ort. 4 Wochen Telefon & Team Viewer Support über GERL. Hightech-Hotline	€ 490,- zzgl. MwSt.

¹ Ist dieser Service nicht gewünscht, kann der Kaufpreis um € 690,- zzgl. MwSt. reduziert werden.

² Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben

Dentale Druckmaterialien auf Anfrage