

# GC Aadva Lab Scan 2+

Artikelnr.: 921224

Hersteller: GC Germany GmbH



## Preis auf Anfrage

---

Der GC Aadva lab Scan 2 ist ein CAD/Cam Gerät, das mit hochmoderner Sensortechnologie ausgestattet ist und mit edler Optik überzeugt.

### Produkteigenschaften:

- **Aadva Lab Scan 2+ (Modell 2023)**
- **Konstante Genauigkeit von 4 µm nach ISO 12836**
- **5 MP Kamera**
- **Hochmoderner Sensortechnologie - Blaulicht-LEDs mit Streifenlicht-Triangulation**
- **Textur- und Farberkennung**
- **Edles Design – Aluminiumgehäuse, weiße Plexiglas Abdeckung und Touchscreen Display**
- **Automatische Z-Achse**
- **Aadva Scan Software**
- **4 einzigartige Scanfunktionen: Hybrid-Scan, Smart-Scan, Automatische Artikulation, Scan Flags**
- Scangeschwindigkeit Ganzkiefer ca. 20 sec.
- Scangeschwindigkeit für Einzelstümpfe ca.15 sec.
- **Scannen von Modellen, Abformungen und TripleTray Abformungen**
- Artikulatoren Scan
- Volle Exocad-Integration und offener STL-Export
- **Zubehör: Multi-Die Adapter, Tripple Tray Adapter, 3D Kalibrierungsmodell, Staubschutzhaub**
- **1 Jahr Garantie plus 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie inkl. kostenlosem Support** (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben.) **Kostenlose Leihstellung eines Ersatzscanners** für die Dauer der Reparatur durch GC
- **Inklusive Anlieferung, Installation, Hard- und Softwareeinweisung**

### Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Workstation für AadvaLabScan, Dell Enterprise
Power Laptop Dell (6 Monate Lieferzeit!)
24" TFT-Monitor
Okklusion Clip – Zur Fixierung von OK & UK wenn kein Artikulator vorhanden
Aadva CAD Core DentalCAD Lab Bundle – powered by exocad® <sup>1</sup>
Aadva CAD Core DentalCAD Implant Bundle – powered by exocad® <sup>1</sup>
Aadva CAD Core DentalCAD Ultimate Bundle – powered by exocad® <sup>1</sup>

- <sup>1</sup> Weitere einzelne Software Module auf Anfrage erhältlich!