



IMS Farbkodierungsringe maxi

Packung 50 Stück, IMS-1288L, blau



Artikelnr.: 92158

Hersteller: Hu-Friedy Mfg.Co.,LLG

Gewicht: 0.022 kg

Höhe: 55 mm

Breite: 45 mm

Länge: 45 mm

€ 9,67

Zzgl. MwSt.



Packung 50 Kodierungsringe, IMS-1288L, blau

Farbkodierungsringe aus Silikon zum Identifizieren und Anordnen von Instrumenten. Die Ringe sind besonders geeignet, um die Instrumente in den Kassetten in der benötigten Reihenfolge aufzubewahren und um diese schnell für das gewünschte Verfahren identifizieren zu können.

- Für Griff 6,7 sowie chirurgische Instrumente