



## Schleifscheiben

Packung 50 Stück Ø 35 x 3 mm



Artikelnr.: 92184

Hersteller: al dente Dentalprodukte

Gewicht: 0.375 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 75 mm

Länge: 98 mm

**€ 27,02**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 Scheiben Ø 35 x 3 mm

Schleifscheiben zum Verschleifen von Gusskanälen an Modellguss- und NEM Gerüsten. Max. 25.000 U/min.