

Ivoclar Programat P310 G2



Artikelnr.: 922168

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

€ 4.140,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Zeitsparender, einfacher Bedienungskomfort
- IoT-Funktion, für monatl. Kostenlose Nutzungsberichte
- Stromausfall-Programmüberbrückung
- Power-Saving-Technologie
- 20 vordefinierte Programme und Materialgruppen
- 300 individuelle Programmspeicher
- Große Brenngutablage
- Garantie 2 Jahre
- Ivoclar Vakuumpumpe VP3 Easy

***Ivoclar Aktion „Mix & Match“. Gültig bei Bestellung bis 31.12.2023**

Optionen und Dienstleistungen:

Hochleistungs-Vakuumpumpe VP5	€ 450,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und technische Geräteeinweisung	€ 490,- zzgl. MwSt.