



## GREEN&CLEAN MT

Einführset 2



Artikelnr.: 92320

Hersteller: Metasys Medizintechnik

Gewicht: 7.79 kg

Höhe: 275 mm

Breite: 297 mm

Länge: 350 mm

**€ 124,45**

*Zzgl. MwSt.*

**Einführset 2** 1 Spendeimer mit 70 Tüchern, 5 x 70 Tücher, 5 Liter Kanister GREEN&CLEAN SD

Extragroße Tücher mit alkoholischer Desinfektionslösung zur Desinfektion von alkoholunempfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten (z. B. Schwebetische, Ablagen).

Besonderheiten:

- Kurze Einwirkzeit
- Gebrauchsfertige Desinfektionslösung
- Remanenzeffekt: verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen
- Formaldehydfrei
- Aus extra reißfestem Vlies
- CE 0044
- Moderne Wirkstoffkombination: Alkohole, quartäre Ammoniumverbindungen, Glyoxal
- Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid (z. B. HBV/HIV/HCV/HSV-1) in 30 Sekunden, bakterizid/fungizid (*C. albicans*) in 1 Minute, tuberkulozid in 5 Minuten