


Sirona inLab SW 22.0 CAD Software



Artikelnr.: 923595
Hersteller: Dentsply Sirona

€ 3.560,00

Zzgl. MwSt.

Mit der inLab Software steuern Sie je nach Bedarf Ihren gesamten digitalen Fertigungsprozess vom Scannen und Empfangen digitaler Abformungen, über das Konstruieren bis zum Herstellen von Restaurationen und Modellen.

- **Modularer Aufbau** der Software
Der modulare Aufbau der Software bietet jedem Anwender genau die Indikationen, die er benötigt.
- **Biogenerische Aufstellung**
Bei der biogenerischen Aufstellung wird die gesamte Kiefersituation für den Restaurationsvorschlag berücksichtigt.
- **Parallele Bearbeitung beliebig vieler Restaurationen**
Konstruieren Sie beliebig viele Restaurationen und Indikationen im Ober- und Unterkiefer gleichzeitig.
- **Umfassende Indikationsvielfalt**
Vom einfachen Inlay bis hin zu vielgliedrigen Brücken, auch anatomisch reduziert, Teleskopen, Stegen und Geschieben, bis zu individuellen Implantatabutments, mehrfach direkt verschraubten Brücken und Stegen, Modellguss und Schienen bietet die inLab Software ein umfangreiches Indikationsspektrum.
- **Flexibilität über offene Schnittstellen**
Über die verschiedenen Schnittstellen in der inLab Software können sowohl STL-Scan- und Restaurationsdaten importiert, als auch Restaurations- und Modelldaten exportiert werden.

Optionen und Dienstleistungen:

<p>inLab SW 22.0 Lizenz Basis (inkl. USB-Lizenz-Stick) Designen von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen, Brücken, Frameworks, Kämpchen, Multilayer-Restaurationen und Modellen. Sie schaltet alle Konstruktionswerkzeuge sowie die Optionen virtueller Artikulator und Smile Design frei. Sie stellt zudem den Zugang zum Sirona Connect Portal zur Verfügung. Die Lizenz ist Voraussetzung für alle weiteren hier aufgeführten Lizenzen.</p>	<p>€ 3.560,- zzgl. MwSt.</p>
<p>inLab SW Lizenz Modul Implantologie Designen von individuellen Abutments, Multilayerstrukturen auf Abutments, direktverschraubten Brücken und Stegen, Bohrschablonen sowie die Nutzung der Funktion Open Galileos Implant.</p>	<p>€ 1.780,- zzgl. MwSt.</p>

inLab SW Lizenz Modul Herausnehmbarer Zahnersatz Designen von Totalprothesen (Neu), Teleskopen, Stegen, Attachments, Modellguss, Schienen und individuelle Abformlöffel.	€ 1.780,- zzgl. MwSt.
inLab SW Lizenz Schnittstellen Import von Scandaten im STL-Format, den Export von Restaurationsdaten im STL/XML-Format, Export von Scandaten im abgestimmten 3Shape-Format, Export von Modelldesigns im STL-Format, Export von Sirona-Connect Scandaten/Modellen im STL-Format	€ 3.560,- zzgl. MwSt.
inLab SW 22.0 Lizenz CAM inLab CAM Lizenz (erlaubt unbegrenztes Fräsen und Schleifen mit der inLab CAM SW sowie Importieren von Restaurationen im STL-Format) Ansteuerbar sind neben den inLab Maschinen auch alle CEREC MC / MC X und MC XL Maschinen	€ 3.560,- zzgl. MwSt.
Connect Case Center Inbox Um Daten aus dem Connect Case Center Portal zu laden. Eine Anmeldung am Connect Case Center Portal als Labor ist dafür erforderlich.	€ 1.780,- zzgl. MwSt.
Lizenzstick, erforderlich zum Aufspielen der Software Lizenzen, beinhaltet bereits: CEREC SW Demo, Sirona Connect SW, inLab SW Demo, inLab SW CAM Demo	€ 95,- zzgl. MwSt.
Dentsply Sirona inLab CAD-PC, konfigurierter Hochleistungs-PC für die inLab Software, Tastatur und Maus	€ 3.890,- zzgl. MwSt.
Terra 24“ TFT Monitor, Gehäusefarbe weiß oder schwarz	€ 250,- zzgl. MwSt.
Anlieferung , Installation und Intensiv-Einweisung in das Basis Modul, pauschal	€ 1.200,- zzgl. MwSt.
Einweisung in zusätzliche Module werden nach Aufwand berechnet.	