



IPS e.max® Press Invex Liquid

Stück Dose leer



Artikelnr.: 92392

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.035 kg

Höhe: 131 mm

Breite: 115 mm

Länge: 115 mm

€ 5,70

Zzgl. MwSt.

Stück Dose leer

Das IPS e.max® Press Invex (Investment-Ex) Liquid wird zum Lösen der Oberflächen-Reaktionsschicht verwendet, die während des Pressvorgangs an gepressten IPS e.max® Press- und ZirPress-Gerüsten entsteht.