

GERL. Chairside Package Z4



GERL.ioSCANpro + Exocad Chairside-CAD Mill Bundle + GERL.Mill Z4

Artikelnr.: 923955_918161

Hersteller: GERL. Dental

€ 50.790,00

Zzgl. MwSt.

GERL.ioSCANpro + Exocad Chairside-CAD Mill Bundle + GERL.Mill Z4

Produkteigenschaften:

- **GERL.ioSCANpro Intraoralscanner**
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- SW-Lizenz, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- CAI-, Ortho Simulator- und Modelbuilder Software
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar
- Scanspitzen 4x Standard & 1x klein
- Offene Dateiformate
- Datenversand über die DSGVO konforme Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- **Exocad Chairside-CAD Mill Bundle** (jährliche Update Gebühr € 1.300,-)
- **GERL.Mill Z4 – 4-Achs Schleif- und Fräsmaschine**
- Integrierter PC mit Touchscreen und WLAN
- Nassbearbeitung von Glaskeramik, Zirkon, PMMA, Komposit, Wachs und Titan
- Integrierter Kompressor – Keine externe Druckluft nötig
- Feingewuchtete Elektronische Schnelfrequenzspindel mit 100.000 U/min
- Werkzeug Starterset
- 6 Fach Werkzeugwechsler
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks mit max. 45x20x20mm
- 1 Jahr Garantie

Optionen und Dienstleistungen:

USV- Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Scan-PC	€ 390,- zzgl MwSt.
--	--------------------

Wireless – Scanner kabellos inkl. Dockingstation, Ladegerät und 3 Akkus	€ 1.000,- zzgl. MwSt.
GERL. Scan Cart – inkl. 24“ Touch Monitor, Ultra Performance PC, Hygiene- Maus und Tastatur	€ 4.500,- zzgl. MwSt.
Ivoclar CS6 Kombiofen inkl. Vakuumpumpe VP5 Sinter-, Kristallisations- und Keramikbrände in einem Gerät	€ 11.340,- zzgl. MwSt.
Ivoclar CS2 Keramikofen inkl. Vakuumpumpe VP3 Kristallisations- und Keramikbrände	€ 5.190,- zzgl. MwSt.
Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - Standard	€ 45,- zzgl. MwSt.
Scanspitze für GERL.ioSCAN pro - klein	€ 45,- zzgl. MwSt.
PreFace®- Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 680,- zzgl. MwSt.
NT-Preform®-Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 720,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Montage und Installation, pauschal	€ 250,- zzgl. MwSt.
Einweisung in Hard- und Software, pauschal	€ 750,- zzgl. MwSt.

Die Mehrwertsteuer kann in Abstimmung mit dem Finanzamt über die USt-Erklärung erstattet werden.