

Sirona Primescan Connect (inkl. Lenovo Notebook)



Artikelnr.: 924061

Hersteller: Dentsply Sirona

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Primescan-Technologie in mobiler Notebook-Variante
- Großes Sichtfeld und vertikale Flächenerfassung von 5° bis 85°!
- 20 mm Tiefenschärfe & Verarbeitung von mehr als 1 Million 3D Punkten pro Sekunde
- Hochleistungs-Notebook mit Touch-Display
- Connect Software Lizenz
- 1 Jahr Garantie
- 4 Wochen kostenloser Telefon Support durch Spezialisten unserer Hightech-Hotline

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

- **DS Core – Light (3 Jahre Laufzeit*)**

- Cloudbasierte Plattform zum Austausch von digitalen Patientenakten mit Kollegen oder dem Labor
- Zugang zu zusätzlichen DS Core Services wie z.B. DS Core Create für den 3D-Druck mit Primeprint

- **DS Core Care (3 Jahre Laufzeit*)**

- Installation und Einweisung
- Hotline Support
- Express Austausch
- Unfallschäden (2-maliger kostenfreier Austausch des Gerätes, wenn nötig)
- Customer Support Portal
- Lenovo Premier Support

Die ersten 3 Monate kostenlos

Innerhalb dieses Zeitraums ist zu entscheiden, ob der Vertrag fortgeführt oder gekündigt werden soll.

*außer bei vorzeitiger Kündigung nach 2 Jahren

DS Connect Case Center Inbox Lizenz

DS Primescan Connect Cart (wie auf Beispielbild dargestellt)

Pure Keys - Hygiene Tastatur

Pure Keys – Hygiene Maus

Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal

Softwareeinweisung für 2 Stunden inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten)