



kristall® PERFECT A70

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips grün



Artikelnr.: 92425

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.251 kg

Höhe: 121 mm

Breite: 58 mm

Länge: 135 mm

€ 33,12

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips grün

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Reproduktion von Zahnoberflächen und Kauflächen aus lichtpolymersisierendem, ästhetischem Komposit. Bei Verwendung als Bisregistriermaterial ist eine direkte sichtbare Kontrolle des korrekten Bisses möglich, dank der sehr hohen Transparenz.

- Endhärte Shore A70
- Mintgeschmack
- Kauflächenstempel bei lichthärtenden Kompositrestaurationen
- Transfermatrix zur Befestigung von Brackets
- Verarbeitungszeit: 30 Sekunden
- Mundverweildauer: 60 Sekunden
- Farbe: keine, transparent