



Legabril Diamond

Dose 50 g



Artikelnr.: 92511

Hersteller: Wegold Edelmetalle GmbH

Gewicht: 0.064 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 55 mm

Länge: 55 mm

€ 82,77

Zzgl. MwSt.

Dose 50 g

Legabril Diamond Polierpaste ist eine Mischung aus Polierpaste und Diamantpartikel für alle Edelmetall- und NEM-Legierungen. Speziell für hochgoldhaltige Dentallegierungen, aber auch für das Polieren von Zirkon perfekt geeignet. *Legabril Diamond* ist prädestiniert für die Politur von Keramik und Verblendkunststoffen – so wird eine zeitsparende Anwendung im Labor ermöglicht.